

DuoCor.Lab

Ветеринарная лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ

для пользователя личного кабинета
DuoCor.Lab-Online

duocor-lab.ru

1. Для начала работы в программе, перейдите по ссылке: <https://lab.duocor.ru:7081> или отсканируйте QR-код:




2. Вы можете работать в личном кабинете с любого устройства: мобильного телефона, компьютера, ноутбука, планшета.

2.1. В поле "E-Mail Address" введите адрес электронной почты (логин).

2.2. В поле "Пароль" - пароль, выданный при регистрации (письмо с доступами отправлено вам на электронную почту клиники).

2.3. Выдайте доступы к программе всем сотрудникам.

2.4. Если вы потеряли логин и пароль, свяжитесь с вашим менеджером по телефону +7(965)795-43-16 или напишите на почту info@duocor-lab.ru



3. После авторизации вы попадаете на экран заявок.

Создание новой заявки

По данным фильтрам можно отсортировать данные:
1. По типам исследований (бактериология, пцр)
2. По статусу (ожидание биоматериала, в работе, выполнены)
3. Диапазону дат

Фильтр по ФИО, кличке, номеру карты

Уникальный ID вашего анализа, присваивается программой автоматически

Номер карты DuoCor.Lab, присвоенный программой (используется при одновременной отправке нескольких исследований от одного животного)

The screenshot shows the Duocor.Lab dashboard. At the top, there is a 'Новая заявка' button and two filter dropdowns: 'Фильтр по типам исследований (показать)' and 'Фильтр по статусам'. Below these are search and pagination controls. The main area is a table with columns: ID, СТАТУС, АНАЛИЗ, ДАТА СОЗДАНИЯ, № КАРТЫ, ПАЦИЕНТ, КОММЕНТАРИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК, РЕЗУЛЬТАТ, and ДЕЙСТВИЯ. Arrows point from the callout boxes to specific elements on the dashboard.

4. Для создания новой заявки на исследование, нажмите кнопку «Новая заявка» - вы попадете на экран оформления. В новой заявке данные владельца и животного регистрируются в программе, присваивается номер ЭМК. Если от одного животного сдается одновременно несколько анализов, то на каждое исследование нужна отдельная заявка (количество исследований = количество заявок). Вы создаете первую заявку на первый анализ, а для создания последующих заявок на остальные тесты нужно использовать номер ЭМК, присвоенный программой (в таком случае, шапка заполнится автоматически и не произойдет дублирования карт). Номер ЭМК, присвоенный программой, вы сможете посмотреть в графе «№ карты», когда создадите первую заявку.

ВАЖНО! Необходимо избегать дублирования карт. Как это сделать?

4.1. Если вы помните номер ЭМК, введите его в поле поиска и заполните заявку с использованием существующей информации.

4.2. Если вы не помните были ли уже заявки от данного пациента, введите в поле поиска (кличку животного и/или фамилию владельца). Если программа находит пациента, используйте существующие карты. Если нет, создайте новую заявку.

Общий вид экрана создания заявки

Здесь нужно вводить номер ЭМК, в случае одновременной сдачи нескольких исследований от одного пациента

После выбора исследования вы увидите цену на анализ

При регистрации владельца можно указать адрес почты, на который вы сможете через свой интерфейс отправить результат. Просмотр готовых результатов доступен для вас в личном кабинете 24/7 в режиме онлайн.

Выбор вида животного

Вид животного: Собака

Выберите вид животного из выпадающего списка

Выбор вида бактериологического исследования.

Вид исследования: Посев мочи с подтитровкой антибиотиков

5.3 Направление на ПЦР-исследование.

Необходимо заполнить дополнительную информацию по выбранному исследованию.

ПЦР

заполните необходимые поля
Для каждого исследования необходимо указать направляемый биоматериал, во избежание ошибок и некорректных результатов

ПЦР Бабезия Гибсона (Babesia gibsoni)

цельная
 кровь

ПЦР Бруцелла (Brucella spp.)

цельная
 кровь

Доп. информация по материалу:

Предварительный диагноз:

Вет. врач:

Телефон:

Отправить

6. После заполнения всех полей, нажимаем «Отправить» и автоматически возвращаемся в начальный экран заявок. В верхней левой части экрана появляется зеленая надпись, свидетельствующая об успешной регистрации заявки.

Анкета успешно заполнена!

Новая заявка

Показать 50 записей

ID	СТАТУС
DCL_00191851	Ожидание биоматериала
DCL_00191782	Выполнено

Записи с 1 до 1 из 1 записей (отфилт)

Печать

250634.pdf Печать

250603.pdf Печать

250630.pdf Печать

250647.pdf Печать

250665.pdf Печать

250645.pdf Печать

40 Следующая

Статус исследования можно отслеживать в графе «Статус».

- «Ожидание биоматериала» означает, что материал еще не поступил в лабораторию,
- «В работе» означает, что материал поступил в лабораторию и выполняется
- «Выполнено» - в графе «Результат» появился pdf-файл с результатом исследования. Его можно открыть и посмотреть прямо в программе, можно скачать или отправить на почту владельцу.
- После отправки результата на желаемую электронную почту, появиться значок конверт. Таким образом вы можете отслеживать своевременную отправку результатов на актуальную почту.